




Sidst revideret Maj 2024



Brugervejledning

Stofstøttekorset

SN


REF



Sahva A/S – Nykær 68, 2605 Brøndby



sahva
ottobock.care



Indledning

Denne pjece er en skriftlig vejledning om dit nye stofstøttekorset, som du har modtaget efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas personale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse med tilpasning og udlevering af stofstøttekorsettet.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal hjælpe dig, til at læse brugsvejledningen grundigt igennem.

Stofstøttekorsettet skal behandles rigtigt, og Sahva kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der ikke er anvendt i overensstemmelse med vejledningen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Beskrivelse af produkt

Funktion

Dit støttekorset er et hjælpemiddel, der har til formål at aflaste rygskelettet for u hensigtsmæssige belastninger.

Indikation

Støttekorsettet ordineres af speciallægen til behandling af mange forskellige ryglidelser som for eksempel slidgigt, discusprolaps, osteoporose og fejlstilling.

Materialer

Støttekorsettet fremstilles i forskellige hudvenlige og holdbare materialer. S sammensætningen fremgår af vaskemærket i det enkelte korset.

Behandlingstid for midlertidige produkter

Såfremt dit støttekorset er ordineret til midlertidig brug, er det lægen, der afgør, hvornår behandlingen er færdig.

Holdbarhed/levetid for varige produkter

Hjælpemidlet forventes at holde minimum et år, hvis du behandler det efter forskrifterne, og din krop ikke forandrer sig væsentligt. For børn der vokser, er holdbarheden i nogle tilfælde reduceret til seks måneder.

Brug af produktet

Påtagning

Støttekorsettet placeres på kroppen, så den nederste kant foran passer med bøjningen i lysken. Velcrobåndene spændes med start nedefra. Hvis korsettet er forsynet med snøre, strammes denne til. Det er vigtigt, at du strammer korsettet godt til, da du derved aflaster ryggen bedst.

Aftagning

Korsettet tages af ved at løsne velcrobånd eller snøre.

Pleje af huden

Det er en fordel at benytte en undertrøje mellem huden og korsettet. Undertrøjen skiftes hyppigt, og huden vaskes dagligt, da du sveder mere med korset end uden.

Forandring af kroppen

Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten du er barn eller voksen. Visse typer medicin og sygdomme kan påvirke kroppens væskebalance og volumen. Alt sammen kan være med til at ændre støttekorsettets pasform, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis du oplever gener eller vurderer, at korsettets pasform er forringet.

Særlige risici

Der kan opstå trykmærker fra korsettet. Disse forsvinder oftest, cirka tyve minutter efter korsettet er taget af. Ved vedvarende trykmærker skal du kontakte din bandagist.



Allergi

Er der noget, du er allergisk overfor, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som så vil tage hensyn til din allergi ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

Rengøring

Hvis der er velcrolukninger i dit korset, skal disse lukkes inden vask, da de ellers trækker tråde ud af korsetstoffet. Støttekorsettet skal håndvaskes ved 40 grader i et finvaskemiddel. Skyl godt igennem ved samme temperatur. Brug ikke skyllemiddel. Skrub aldrig med børste eller lignende, da det ødelægger stoffet. Vrid ikke korsettet efter vask, da det indeholder korsetstivere, der herved vil blive vredet ud af facon. Rul støttekorsettet ind i et frottéhåndklæde, og pres så meget vand ud som muligt. Støttekorsettet skal tørre liggende, men aldrig ovenpå en varmekilde. Tørretiden er cirka et døgn, og det kan derfor værre hensigtsmæssig at have et skiftekorset. Jo oftere støttekorsettet vaskes, jo længere holder det, da snavs og sved mørner stoffet. Støttekorsettet kan renses, hvis det er mærket med "P". Ved reparation skal støttekorsettet altid være nyvasket.

Bortskaffelse/returnering

Når støttekorsettet ikke længere passer eller er slidt op, kan det afleveres til Sahva. For midlertidige hjælpemidler, der er udleveret i forbindelse med behandling på et hospital, skal du forhøre dig på hospitalet, om du skal returnere hjælpemidlet.

Reparation/Fornyelse af produkt

Ansøgningsregler

Hvis du skal have repareret eller fornyet dit korset, skal du selv sørge for at søge din kommune om økonomisk støtte. Sahva hjælper dig gerne med at udfylde papirerne, hvis du har brug for det. Kommunen vurderer, om du er berettiget til at få betalt dit hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes materiale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke defekter, der skyldes forkert brug eller pleje. Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, foretager Sahva korrektioner uden beregning, indtil det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning – dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi tager dog det forbehold, at der ikke er sket væsentlige forandringer af kroppen, i den tid det har taget at fremstille hjælpemidlet.

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov med hensyn til garanti og reklamlationsret.

Sahva opfylder gældende EU-krav til medicinske produkter

Dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med de gældende krav for medicinsk udstyr i klasse I og lever op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2017/745.

Som producent og distributør af medicinsk udstyr, bekræftes det herved, at Sahva efterlever de gældende krav for individuelt fremstillede produkter efter mål.

Sahva afgiver således en patienterklæring iht. bilag XIII i nævnte EU-Forordning.

Patienterklæringen kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Sahva.

Det er også vigtigt at hvis der opleves fejl, svigt og mangler ved produktet, bør dette indberettes til Sahva.

